

Protocolo de recogida y conservación de muestras de pelo (4 años):

Protocolo de recogida de pelo para la medición de mercurio:

- Se recogerá unos 100mg de pelo para la medición de mercurio (se dispondrá de una muestra de ejemplo para saber el volumen necesario).
- Se intentará que sea lo más próximo posible a la raíz y en la zona occipital de la cabeza (la parte de atrás)
- La longitud del cabello deberá ser unos 2 cm, en el caso de que el niño/a tenga el cabello corto se cortará lo que se pueda, hasta llegar al volumen aproximado de 100mg.
- Se debe de tomar al menos 20 pelos
- Se guardará en una bolsita de polietileno tipo zip de cierre hermético
- La bolsita deberá ir dentro de un sobre de papel
- Se identificará con una etiqueta (o sobre el mismo sobre de papel) con la fecha y el idnum del niño/a
- Se guardará a temperatura ambiente en un lugar cerrado para evitar contaminaciones.

Material necesario:

- Tijeras pequeñas con la punta redondeada
- Bolsitas zip
- Etiquetas
- Muestra de 100mg de cabello