

INMA Valencia 9 años  
**Obtención de cabello de las niñas/os (todas/os)**

**1. Longitud del cabello >5cm**



- Recoger dos mechones a la altura de las orejas pero en la zona occipital (parte trasera)
- Se toma el mechón de pelo horizontalmente y se enrolla
- Una vez que el mechón está enrollado se le pega un trozo de cinta adhesiva al menos 3 cm por debajo de la raíz.
- A continuación cortamos el mechón lo más cerca posible de la raíz e inmediatamente marcamos en la cinta adhesiva con una flecha el extremo hacia el que queda la raíz del pelo.
- Introducimos el mechón en una bolsa con cierre y se repite la misma operación con otro mechón en el lado opuesto de la cabeza.
- Colocar los dos mechones en la misma bolsa zip y etiquetarla con el **idnum** del niño

**2. Longitud del cabello <5cm**



- Si la longitud del pelo es inferior a 5 cm se deben cortar pequeños mechones de distintos puntos de la cabeza. Hay que cortar varios mechones hasta conseguir la cantidad necesaria.
- NO SE DEBEN SUJETAR LOS MECHONES CON CINTA ADHESIVA