


**ESQUEMA RESUMEN ALICUOTAS**

**ORINA**

Se necesitan mínimo 30 ml de muestra, recogidas en 2 contenedores de 70 ml. Si no existe muestra, pedir al participante que orine durante la visita (orina visita)  
 Muestras almacenadas a 4°C después de la recogida (no más de 24h)  
 Alícuotas congeladas a -80C



**NIÑO/A:**

Realizar 4 alícuotas de cada orina, tal y como indica el protocolo.

**MADRE:**

Recoger solo 2 alícuotas de cada orina (noche, mañana y mezcla). En total, 6 alícuotas

**ESQUEMA RESUMEN ALICUOTAS**

**SANGRE**

